

РЕЦЕПТУРА ПОДОКОННИКА

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K= 66	100,0
2	Мел	Размер зерна не более 2 мкм	133,0
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan MC 51273 R	4,8
4	Регенерат		83,0

Данная рецептура подоконника работает **БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГРАНУЛЯЦИИ**.

Корректировка параметров экструзии и адаптация режимов конкретно к вашей экструзионной установке может быть осуществлена с помощью восковых добавок. Для улучшения желирования – с помощью **Baerolub PA 68** (0,2 – 0,4 phr), для снижения внутренних напряжений – с помощью **Baerolub L-TP** (0,1 – 0,3 phr).

Контактная информация

телефон (495) 540-61-33

E-mail pvc1@eurohim.ru

www.chem.eurohim.ru